

パーツ販売

既存の点滴スタンドと

車イスに取付けて
「後方連結型点滴スタンド」
としてお使いいただけます。



① 車イス連結金具ユニット TS-R

① の取り付け例※



※<注意> 点滴スタンドの
ベースサイズ、形状によっ
ては取り付けられない場合
があります。

高さ調整可能

握りやすい形状
のハンドル



② ハンドル TS-H



③ ガートルスタンド TS-02

W345mm×D400mm×H1,200mm~H1,800mm

車イスに 後方連結型 点滴スタンド

IZUMI

業界初!
特許出願済

安全 看護師側(後方)にスタンドがあるから、
とっさの対応も素早く安全に。

快適 看護師も患者もスタンドを持つ必要がなく、
前方も視界すっきりで快適。

便利 通常使用時から車イスへ簡単連結。



IZUMI 泉 株式会社

お問い合わせは

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング
TEL.(06)6448-6141 FAX.(06)6448-6146
東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番1号 JR東急目黒ビル15階
TEL.(03)5719-7482 FAX.(03)5719-7492

予告なく商品の仕様を変更及び販売を終了する場合があります。ご容赦下さい。